

	Contrôle des produits de désinfection selon la norme DIN selon DIN 68 861, partie 1	<b>QMH I</b> Revision: 1.05
---	---	-----------------------------------

### Désinfectants testés

nom du produit	concentration	applicable
Chloramin T	Solution aqueuse à 2,5%	✓
Incidin Rapid	solution aqueuse à 0,75 % et solution à 100 %	✓
Terralin protect	solution aqueuse à 0,5 % et solution à 100 %	✓
Descosept Spezial	Solution à 100%	✓
Descosept	Solution à 100%	✓
Incidin Plus	solution aqueuse à 0,5 % et solution à 100 %	✓
Mikrobac forte	Solution aqueuse à 2 % et solution à 100 %	✓
Biguamed perfekt N	solution aqueuse à 5 % et solution à 100 %	✓
perform, poudre concentrée	solution aqueuse à 1 % et à 3 %	✓

\* N'EST PAS APPROPRIE pour le filet du lit **TOBI** et le filet du lit de voyage **NILS** !